


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Emerin/Emd 다클론 항체 - P50402

품목 번호: CM0016561



소개

인간 Emerin(EMD)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 핵막 및 근이영양증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Emerin/EMD 토끼 pAb
비고/별칭	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
종	인간
GeneID	2010
면역원	재조합 단백질: 인간 Emerin/EMD(NP_000108.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P50402
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩