

## Wb 및 Elisa용 Anti-Eml2 Rabbit Polyclonal Antibody - O95834

품목 번호: CM0016281



### 소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 Anti-EML2

폴리클론항체(토끼). 인간 EML2를 인식하며 마우스와 교차 반응합니다. 세포골격 조절에 관여하는 미세소관 관련 단백질을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | EML2 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | ELP70; EMAP2; EMAP-2; EML2                                    |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 24139                                                         |
| GeneID      | 24139                                                         |
| 면역원         | 인간 EML2 (NP_036287.1)의 아미노산 150-415에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 범주          | 폴리클론항체                                                        |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 마우스                                                           |
| SWISS       | O95834                                                        |
| 단백질 분자량     | 71kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |