

Wb, Elisa용 Anti-Eml3 폴리클로날 항체 - Q32P44

품목 번호: CM0024380

소개

사람 EML3를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 유사분열 방추체 조립, 염색체 정렬 및 미세소관 핵형성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EML3 Rabbit pAb
비고/별칭	ELP95; EMAP3; EMAP95; EML3
종	사람
GeneID	256364
면역원	사람 EML3 (NP_694997.2)의 아미노산 300-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q32P44
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백