


Anti-Eml4 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Hc35

품목 번호: CM0024528



소개

EML4에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 EML4와 반응합니다. 미세소관 역학, 유사분열 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EML4 토끼 pAb
비고/별칭	C2orf2; ELP120; EMAP-4; EMAPL4; ROPPI20; EML4
종	인간
유전자ID (인간)	27436
유전자ID	27436
면역원	인간 EML4 (NP_061936.2)의 아미노산 360-560에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HC35
단백질 분자량	109kDa
배송 방식	아이스 팩