

항Emr1 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 - Q14246

품목 번호: CM0015967

소개

CamelBio의 EMR1 토끼 pAb(Q14246)는 사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 사용되는 다클론 항체입니다. 면역 세포 상호작용과 호산구 기능에 관여하는 접착 GPCR E1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EMR1 토끼 pAb
비고/별칭	EMR1; TM7LN3
종	사람
유전자ID (사람)	2015
유전자ID	2015
면역원	제조합 단백질 사람 EMR1 (NP_001965.3)의 아미노산 477-596에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q14246
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백