


Wb 및 Elisa용 Anti-Emr2 토끼 다클로날 항체 - Q9Uhx3

품목 번호: CM0015567



소개

인간 EMR2 (ADGRE2, CD312)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 세포 부착, 화학주성 및 비만세포 과립방출 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EMR2 Rabbit pAb
비고/별칭	VBU; CD97; EMR2; CD312
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	30817
유전자 ID	30817
면역원	인간 EMR2 (NP_038475.2)의 아미노산 300-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UHX3
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백