

Anti-Emsy/C11Orf30 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q7Z589

품목 번호: CM0030014



소개

DNA 복구 및 크로마틴 리모델링에 관여하는 BRCA2 상호작용 전사 억제 인자인 EMSY(C11orf30)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C11orf30 Rabbit pAb
비고/별칭	GL002; C11orf30
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	56946
면역원(Immunogen)	사람 C11orf30 (NP_064578.2)의 아미노산 1153-1322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q7Z589
단백질 분자량	141kDa
배송(Shipping)	아이스백