

Wb 및 Elisa용 Anti-Emx1 폴리클론항체 - Q04741

품목 번호: CM0024508

소개

인간 EMX1에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 대뇌 피질에서 31 kDa 단백질을 검출하며, 마우스와 교차 반응합니다. 발달 신경과학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EMX1 토끼 pAb
비고/별칭	EMX1
종	인간
GeneID	2016
면역원	인간 EMX1 (NP_004088.2)의 아미노산 70-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q04741
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백