

Wb, Elisa용 Anti-En2 토끼 다클론 항체 - P19622

품목 번호: CM0022891

소개

인체 EN2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증 완료. 마우스 및 랫드와 교차 반응함. 발달 및 자폐 스펙트럼 장애 연구에서 호메오박스 단백질 engrailed-2 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EN2 토끼 pAb
비고/별칭	EN2
종	인체
GeneID (인체)	2020
GeneID	2020
면역원	인체 EN2(NP_001418.2)의 250-333 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	P19622
단백질 무게	34kDa
배송	아이스팩