

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Enah 폴리클로날 항체 - Q8N8S7

품목 번호: CM0021336



소개

ENAH Rabbit pAb는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 인간 ENAH(또는 MENA로 알려짐)를 표적합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포골격 재구성 및 암 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ENAH Rabbit pAb
비고/별칭	ENA, MENA, NDPP1, ENAH
종	인간
GeneID (인간)	55740
GeneID	55740
면역원	인간 ENAH의 아미노산 412-591에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001008493.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N8S7
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백