

Anti-Endo G Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14249

품목 번호: CM0008855

소개

인간 미토콘드리아 엔도뉴클레아제 G(ENDOG)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 Endo G를 검출합니다. 세포사멸 및 미토콘드리아 DNA 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Endo G Rabbit mAb
비고/별칭	ENDOG; endonuclease G; Endo G
종	인간
유전자 ID	2021 (인간)
면역원	인간 Endo G (Q14249)의 아미노산 198-297에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14249
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백