

Wb 및 Elisa용 Anti-Endogl1/Engl 토끼 단일클론 항체 - Q9Y2C4

품목 번호: CM0002780



소개

인간 ENDOGL1/ENGL (EXOG), 미토콘드리아 뉴클레아제를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 실험에 적합합니다. 미토콘드리아 DNA 유지 및 세포자멸사 연구에 적합합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ENDOGL1/ENGL Rabbit mAb
비고/별칭	ENGL; ENGLA; ENGLB; ENGL-a; ENGL-b; ENDOGL1; ENDOGL2; ENDOGL1 / ENGL
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9941
면역원(Immunogen)	인간 ENDOGL1 / ENGL (Q9Y2C4)의 아미노산 269-368 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9Y2C4
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)