

Wb, Elisa용 항-엔도뮤신 폴리클로날 항체 - Q9Ulc0

품목 번호: CM0028016

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 엔도뮤신 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 엔도뮤신과 반응합니다. 내피 세포 기능, 혈관 생물학 및 세포외기질 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Endomucin Rabbit pAb
비고/별칭	EMCN2; MUC14; Endomucin
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	51705
유전자 ID	51705
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 엔도뮤신 (NP_057326.2)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9ULC0
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스팩