


Anti-Endothelin 1 (Et1, Ppet1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05305

품목 번호: CM0015619



소개

CamelBio는 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응하는 WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-Endothelin 1 폴리클론항체(ET1, PPET1)를 제공합니다. 심혈관 및 태반 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Endothelin 1 Rabbit pAb
비고/별칭	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; Endothelin 1
종	인간
GeneID (인간)	1906
GeneID	1906
면역원	인간 Endothelin 1 (NP_001946.3)의 아미노산 18-212에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05305
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백