

Wb용 Anti-Engrailed 1 단일클론 항체 - Q05925

품목 번호: CM0002939

소개

WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 Anti-Engrailed 1 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 Engrailed 1을 인식합니다. 사지 발달 및 배-복 패턴 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Engrailed 1 Rabbit mAb
비고/별칭	ENDOVESLB; Engrailed 1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2019
GeneID	2019
면역원	합성 펩타이드: 사람 Engrailed 1 (Q05925)의 아미노산 293-392 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q05925
단백질 크기	40kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)