

Wb, Elisa용 Anti-Eno1 Rabbit Monoclonal Antibody - P06733

품목 번호: CM0002911



소개

ENO1 Rabbit mAb (P06733)는 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 알파-에놀라제를 검출합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 47 kDa 단백질을 표적으로 합니다. 해당 항체는 해당과정, 암 및 섬유소용해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENO1 Rabbit mAb
비고/별칭	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	2023
유전자 ID	2023
면역원	합성 펩타이드 - 인간 ENO1 (P06733)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06733
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백