

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Eno1 토끼 다클론 항체 - P06733

품목 번호: CM0022133



소개

이 토끼 다클론 항체를 사용하여 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 ENO1 발현을 검증할 수 있습니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역침전 및 ELISA에 적합하며, 재조합 면역원이 해당과정 및 암 연구에서 특이성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENO1 토끼 pAb
비고/별칭	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
종	사람
유전자 ID (사람)	2023
유전자 ID	2023
면역원	사람 ENO1(NP_001419.1)의 아미노산 1~434에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P06733
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩