

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Eno2 토끼 다클론 항체 - P09104

품목 번호: CM0017488



소개

인간 ENO2(NSE)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 신경과학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENO2 토끼 pAb
비고/별칭	NSE; HEL-S-279; ENO2
종	인간
GeneID(인간)	2026
GeneID	2026
면역원	인간 ENO2(NP_001966.1)의 아미노산 195-434에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P09104
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩