

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eno3 토끼 단일클론 항체 - P13929

품목 번호: CM0004482



소개

사람 ENO3 (Beta-enolase, MSE)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 근육 대사 및 글리코겐 축적병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ENO3 Rabbit mAb
비고/별칭	MSE; GSD13
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2027
GeneID	2027
면역원(Immunogen)	사람 ENO3 (NP_001967.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P13929
단백질 분자량	42kDa/44kDa/47kDa
배송(Shipping)	아이스백