


Wb 및 Elisa용 Anti-Eno3 Rabbit Polyclonal Antibody - P13929

품목 번호: CM0031014



소개

인간 ENO3에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 쥐의 베타-에놀레이즈와 교차 반응함. 해당과정 및 근육 발달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENO3 Rabbit pAb
비고/별칭	MSE; GSD13; ENO3
종	인간
GeneID (Human)	2027
GeneID	2027
면역원	인간 ENO3 (NP_001967.3)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P13929
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백