

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Enos 단일클론 항체 - P29474

품목 번호: CM0003456



소개

사람 eNOS (NOS3)에 특이적인 토끼 단일클론 항체로 WB, IHC-P 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 혈관 생물학의 주요 효소인 내피 산화질소 합성효소를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eNOS Rabbit mAb
비고/별칭	eNOS; ECNOS
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4846
GeneID	4846
면역원(Immunogen)	사람 eNOS (NP_000594.2)의 아미노산 1035-1110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P29474
단백질 분자량	133kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)