

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Enox2 토끼 다클로날 항체 - Q16206

품목 번호: CM0026323

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 토끼 다클로날 ENOX2 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 ENOX2 (APK1, tNOX), 종양 관련 세포막 산화효소와 반응합니다. 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENOX2 Rabbit pAb
비고/별칭	APK1, tNOX, COVA1, ENOX2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	10495
유전자 ID	10495
항원(Immunogen)	인간 ENOX2 (NP_872114.1)의 아미노산 411-610에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16206
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)