


Wb, Elisa용 항Enpp3 다클론 항체 - O14638

품목 번호: CM0018525



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 ENPP3 토끼 다클론 항체.
뉴클레오티드 대사와 면역 조절에 관여하는
외뉴클레오티드
피로인산분해효소/포스포디에스테라아제 3(CD203c)을
표적으로 합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ENPP3 토끼 pAb
비고/별칭	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3
종	사람
GeneID (사람)	5169
GeneID	5169
면역원	사람 ENPP3(NP_005012.2)의 아미노산 646-875에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	O14638
단백질 분자량	100kDa
배송 방식	아이스 팩