


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Enpp3/Cd203C 토끼 단일클론 항체 - O14638

품목 번호: CM0007352



소개

WB, IF/ICC, FC, ELISA에 대해 검증된 ENPP3/CD203c 토끼 단일클론 항체입니다. 세포외 뉴클레오타이드 대사 및 선천성 면역의 주요 조절 인자인 인간 ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 3를 타겟으로 합니다. 면역학 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ENPP3/CD203c Rabbit mAb
비고/별칭	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3/CD203c
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	5169
Gene ID	5169
면역원(Immunogen)	인간 ENPP3/CD203c (NP_005012.2)의 아미노산 551-875에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	O14638
단백질 분자량	100kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)