

Wb 및 Elisa용 Anti-Ensa/Arpp-19E 다클로널 항체 - O43768

품목 번호: CM0017266

소개

사람 알파-엔도설파인(ENSA/ARPP-19e)에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스 단백질을 검출합니다. 유사분열 중 PP2A 억제 및 인슐린 분비 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENSA Rabbit pAb
비고/별칭	ARPP-19e; ENSA
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2029
GeneID	2029
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 ENSA (NP_996929.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O43768
단백질 분자량	13kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)