

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ent2/Slc29A2 토끼 단일클론 항체 - Q14542

품목 번호: CM0002966

소개

인체 ENT2/SLC29A2(Q14542)에 대한 토끼 단일클론 항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 뉴클레오사이드 수송 및 평형 뉴클레오사이드 수송체 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENT2/SLC29A2 토끼 mAb
비고/별칭	ENT2; DER12; HNP36; ENT2/SLC29A2
종	인체
GeneID (인체)	3177
GeneID	3177
면역원	합성 펩타이드 - 인체 ENT2/SLC29A2(Q14542)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	Q14542
단백질 무게	50kDa
배송	아이스팩