

Wb, If, Ihc-P용 Anti-Entpd1/Cd39 폴리클론항체 - P49961

품목 번호: CM0026064

소개

ENTPD1/CD39 Rabbit pAb는 퓨린성 신호전달의 주요 조절자인 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1을 표적으로 합니다. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스, 래트에 대한 교차반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ENTPD1/CD39 Rabbit pAb
비고/별칭	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; ENTPD1/CD39
종	사람
GeneID (사람)	953
GeneID	953
면역원	사람 ENTPD1/CD39 (NP_001157655.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P49961
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백