

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Entpd2 폴리클로날 항체 - Q9Y5L3

품목 번호: CM0030302

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 ENTPD2 (CD39L1/NTPDase-2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 세포의 뉴클레오타이드 대사에 관여하는 에크토뉴클레오티다제를 표적하며, 암, 면역학 및 심혈관 질환 연구에 적합합니다. - Q9Y5L3

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENTPD2 Rabbit pAb
비고/별칭	CD39L1; NTPDase-2; ENTPD2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	954
GeneID	954
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9Y5L3
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스백