

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Entpd5 단일클론 항체 - O75356

품목 번호: CM0002147

소개

ENTPD5에 대한 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 당단백질 품질 관리에 관여하는 48 kDa ER 뉴클레오사이드 이인산가수분해효소를 표적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ENTPD5 토끼 mAb
비고/별칭	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
종	인간
GeneID (인간)	957
GeneID	957
면역원	인간 ENTPD5(O75356)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75356
단백질 무게	48kDa
배송	아이스팩