

Anti-Entpd5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O75356

품목 번호: CM0002478

소개

Human ENTPD5 (CD39L4/PCPH)에 대한 토끼 단일 클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 당단백질 접힘 및 품질 관리에서 ER UDPase 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENTPD5 Rabbit mAb
비고/별칭	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
종(Species)	Human
GeneID	957
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 Human ENTPD5 (O75356)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일 클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	O75356
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)