

If/Icc 및 Elisa용 항-Entpd5 토끼 다클론 항체 - O75356

품목 번호: CM0028316

소개

인간 ENTPD5(CD39L4/NTPDase-5)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 면역원은 아미노산 149-428에 해당하며 48 kDa 단백질을 인식합니다. ER UDPase 및 당단백질 폴딩 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ENTPD5 토끼 pAb
비고/별칭	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
종	인간
GeneID (인간)	957
GeneID	957
면역원	인간 ENTPD5(NP_001240.1)의 아미노산 149-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75356
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩