

Anti-Entpd6 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - O75354

품목 번호: CM0023026

소개

ENTPD6 Rabbit pAb는 인간 ENTPD6 단백질(aa 61-300)에 대해 생성된 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 뉴클레오타이드 가수분해 및 당화에 관여하는 골지체 막 뉴클레오사이드 이인산가수분해효소인 인간, 마우스, 래트 ENTPD6을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ENTPD6 Rabbit pAb
비고/별칭	CD39L2; IL6ST2; IL-6SAG; NTPDase-6; dJ738P15.3; ENTPD6
종	인간
GeneID (Human)	955
GeneID	955
면역원	인간 ENTPD6 (NP_001304870.1)의 아미노산 61-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75354
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩