


Anti-Envoplakin (Evpl) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92817

품목 번호: CM0016927



소개

사람 Envoplakin (EVPL)에 대한 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 EVPL을 검출하며, 이는 각질세포 말기 분화에 관여하는 각질화 봉투 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EVPL Rabbit pAb
비고/별칭	EVPK; EVPL
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2125
GeneID	2125
면역원(Immunogen)	사람 EVPL (NP_001979.2)의 아미노산 1784-2033에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92817
단백질 분자량	232kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)