

Wb, Elisa용 Anti-Eomes 폴리클로날 항체 - O95936

품목 번호: CM0018759

소개

인간 EOMES (TBR2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 발생 생물학, 신경 생물학 및 면역 반응 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EOMES Rabbit pAb
비고/별칭	TBR2; EOMES
종(Species)	Human
GeneID (인간)	8320
GeneID	8320
면역원(Immunogen)	인간 EOMES (NP_005433.2)의 아미노산 463-686에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O95936
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스백