

Ihc-P, Elisa용 Anti-Ep300 폴리클로널 항체 - Q09472

품목 번호: CM0020723



소개

사람 히스톤 아세틸트랜스퍼라제 p300 (EP300)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 크로마틴 생물학 및 전사 조절 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	EP300 Rabbit pAb
비고/별칭	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2033
유전자 ID	2033
면역원	사람 EP300 (NP_001420.2)의 아미노산 940-1030 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q09472
단백질 분자량	264kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)