

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ep300 폴리클로날 항체 - Q09472

품목 번호: CM0017427



소개

IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 검증된 토끼 폴리클로날 EP300 항체. 인간, 마우스 및 래트 EP300과 교차 반응함. 염색질 재구성 및 전사 공동활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EP300 Rabbit pAb
비고/별칭	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
종	인간
유전자 ID (인간)	2033
유전자 ID	2033
면역원	인간 EP300 (NP_001420.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q09472
단백질 분자량	264kDa
배송	아이스백