


Wb, Elisa용 Anti-Ep400 다클론 항체 - Q96L91

품목 번호: CM0014220



소개

343 kDa NuA4 복합체 구성요소인 인간 EP400(p400)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 염색질 리모델링 및 유전자 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EP400 토끼 pAb
비고/별칭	P400; CAGH32; TNRC12; EP400
종	인간
GeneID (인간)	57634
GeneID	57634
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96L91
단백질 분자량	343kDa
배송	아이스팩