


Wb, Elisa용 Anti-Epac1/Rapgef3 폴리클로날 항체 - O95398

품목 번호: CM0019966



소개

사람 Epac1/RAPGEF3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, cAMP 조절 Rap 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스 에피토프와 교차 반응합니다. 예상 분자량: 104 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Epac1/RAPGEF3 Rabbit pAb
비고/별칭	EPAC; EPAC1; bcm910; HSU79275; CAMP-GEFI; Epac1/RAPGEF3
종(Species)	Human
유전자 ID (사람)	10411
유전자 ID	10411
면역원	재조합 단백질/사람 Epac1/Epac1/RAPGEF3 (NP_001092002.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O95398
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스 팩