


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Epac1/Rapgef3 토끼 단클론 항체 - O95398

품목 번호: CM0009390



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 Epac1/RAPGEF3 (SWISS: O95398)에 대한 토끼 단클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. Epac1은 혈관신생 및 장벽 기능에 관여하는 Rap1에 대한 cAMP 활성화 GEF입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Epac1/RAPGEF3 토끼 mAb
비고/별칭	EPAC; Epac1/RAPGEF3
종	인간
유전자 ID (인간)	10411
유전자 ID	10411
면역원	합성 펩타이드 - 인간 Epac1/RAPGEF3 (O95398)의 아미노산 824-923 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95398
단백질 분자량	104kDa
배송 방식	아이스백