

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-EPAS1/Hif2A 다클론 항체 - Q99814

품목 번호: CM0030475



소개

인간 EPAS1/HIF2α(SWISS: Q99814)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 저산소증 및 혈관신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPAS1/HIF2α 토끼 pAb
비고/별칭	HLF; MOP2; ECT4; HIF2A; PASD2; bHLHe73; EPAS1/HIF2α
종	인간
유전자ID (인간)	2034
유전자ID	2034
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q99814
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백