

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Epb41 토끼 단클론 항체 - P11171

품목 번호: CM0005114



소개

인간 EPB41(4.1R)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 막 세포골격, 적혈구 생물학 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPB41 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HE; EL1; 4.1R
종	인간
유전자 ID (인간)	2035
유전자 ID	2035
면역원	인간 EPB41 (NP_001159477.1)의 아미노산 711-810 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11171
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스 팩