

Anti-Epb41 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P11171

품목 번호: CM0023596



소개

인간 EPB41 (4.1R, Band 4.1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 막 골격 및 세포 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPB41 Rabbit pAb
비고/별칭	HE; EL1; 4.1R; EPB41
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	2035
면역원(Immunogen)	인간 EPB41 (NP_001159478.1)의 아미노산 210-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P11171
단백질 분자량	97kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)