

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Epb41 토끼 다클로날 항체 - P11171

품목 번호: CM0021703



소개

웨스턴 블로팅, 면역침전 및 ELISA용 인간 EPB41 (Protein 4.1R)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 기계적 안정성과 유사 분열에 관여하는 97 kDa 적혈구 막 골격 단백질을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	EPB41 Rabbit pAb
비고/별칭	HE; EL1; 4.1R
종	인간
GeneID (인간)	2035
GeneID	2035
면역원	인간 EPB41 (NP_001159477.1)의 아미노산 700-800 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11171
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백