

Anti-Epb42 (Erythrocyte Protein 4.2) Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc And Elisa - P16452

품목 번호: CM0028927



소개

EPB42 Rabbit pAb는 적혈구 단백질 4.2를 표적으로 하는 다클로널 항체로, 인간 및 마우스의 IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 적혈구 막 안정성, 빈혈 및 관련 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPB42 Rabbit pAb
비고/별칭	PA; SPH5
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	2038
면역원(Immunogen)	인간 EPB42 (NP_001107606.1)의 아미노산 589-691에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P16452
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)