

Wb, Elisa용 항-Epb42 다클론 항체 - P16452

품목 번호: CM0022946



소개

인간 EPB42(단백질 4.2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 적혈구막 안정성과 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPB42 토끼 pAb
비고/별칭	PA; SPH5; EPB42
종	인간
GeneID (인간)	2038
GeneID	2038
면역원	인간 EPB42(NP_001107606)의 아미노산 10-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16452
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩