

Wb, Elisa용 Anti-Epcam 폴리클론항체 - Q99Jw5

품목 번호: CM0023064

소개

WB 및 ELISA용 토끼 폴리클론 anti-Epcam 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 상피세포 접착 분자(CD326, EGP314)를 표적합니다. 면역원: 재조합 마우스 Epcam (아미노산 24-266).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Epcam Rabbit pAb
비고/별칭	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsd1; GA733-2; Tacstd1; Epcam
종	마우스
유전자 ID	17075
면역원	마우스 Epcam (NP_032558.2)의 아미노산 24-266에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99JW5
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백