

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Epcam 토끼 다클론 항체 - P16422

품목 번호: CM0014628



소개

사람, 마우스, 랫드와 교차 반응성을 가진 WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 EpCAM 토끼 다클론 항체입니다. 상피세포 접착 분자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EpCAM 토끼 pAb
비고/별칭	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
종	사람
GeneID (사람)	4072
GeneID	4072
면역원	사람 EpCAM (NP_002345.2)의 아미노산 24-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P16422
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩