

Wb, Elisa용 Anti-Epcr/Cd201 단일클론 항체 - Q64695

품목 번호: CM0007318

소개

마우스 EPCR/CD201를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 단백질 C 활성화를 통한 혈액 응고에 관여합니다. 지혈 및 내피 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPCR/CD201 Rabbit mAb
비고/별칭	Cccta; Epcr; Ccd41; EPCR/CD201
종	마우스
유전자 ID (인간)	10544
유전자 ID	19124
면역원	마우스 EPCR/CD201 (NP_035301.2)의 아미노산 18-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q64695
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백