


## Wb, Fc, Elisa용 항인간 Epcr/Cd201 토끼 단클론 항체 - Q9Unn8

품목 번호: CM0004436



### 소개

인간 EPCR/CD201 단백질을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, FC, ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 응고 및 지혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | EPCR/CD201 토끼 단클론항체                                                    |
| 비고/별칭      | PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; 단백질 C 수용체; EPCR/CD201                        |
| 종          | 인간                                                                     |
| 유전자ID (인간) | 10544                                                                  |
| 유전자ID      | 10544                                                                  |
| 면역원        | 인간 CD201/EPCR (NP_006395.2)의 아미노산 18-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원         | 토끼                                                                     |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                                 |
| 적용 분야      | WB, FC, ELISA                                                          |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스                                                                |
| SWISS      | Q9UNN8                                                                 |
| 단백질 분자량    | 26kDa                                                                  |
| 배송         | 아이스 팩                                                                  |