


Anti-Eph 수용체 B3 (Ephb3) 단일클론 항체 - Wb, Elisa용 - P54753

품목 번호: CM0003021



소개

사람 Eph 수용체 B3 (EPHB3)을 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체이며, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 축삭 유도 및 시냅스 발달에 관여하는 주요 수용체 티로신 키나제를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Eph 수용체 B3 (EPHB3) 토끼 mAb
비고/별칭	EK2; ETK2; HEK2; TYRO6; Eph 수용체 B3 (EPHB3)
종(Species)	사람(Human)
GeneID	2049 (사람)
면역원(Immunogen)	사람 Eph 수용체 B3 (EPHB3) (P54753)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P54753
단백질 분자량	110kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)